

1 Préambule

Ce document contient la procédure de création de votre espace professionnel sur notre portail de diffusion. De plus, il intègre l'explication des fonctionnalités proposées

2 Création de votre espace – Première connexion

2.1 Création de votre compte

Sur l'écran d'accueil, cliquer sur le mode d'accès « médecin » :



Cliquer sur « **créer un compte** », renseigner les informations obligatoires (indiquées par une *) et cliquer sur le bouton openit pour valider la création de votre compte :



Un mail vous sera transmis contenant un mot de passe pour finaliser votre inscription. Suivant votre opérateur de messagerie, le mail peut être reçu dans vos « courriers indésirables ».

2.2 Points de vigilance :

Lorsque vous allez créer votre compte, le site de radiologie devra le rapprocher avec une fiche médecin de son logiciel, cela nécessite une intervention de leur part.



3 Fonctionnalités et utilisation du portail

3.1 Les fonctionnalités

Le portail de diffusion vous permet de consulter directement les images et le compte rendu :



Sur le Viewer WEB « visualiser les images », il vous sera possible de :


• Télécharger les images pour les stocker sur votre PC / Viewer.



Consulter l'historique du Patient


• Modifier le contraste, de zoomer et de faire défiler les images Recherche Patient et filtre rapide.

Sur l'écran principal, vous disposez d'un filtre rapide vous permettant d'afficher votre patientèle :



La période sélectionnée correspond à la date d'examen du patient.

Vous pouvez aussi utiliser l'icône , qui vous permettra de renseigner, par exemple, un nom de patient ou d'effectuer une recherche sur une période précise.



Page 2 / 2 EDL